

## Hinweise zur korrekten Verwendung des Mund-Nasen-Schutzes (MNS)

### Hygienische Händedesinfektion



- Ausreichende Menge Desinfektionsmittel verwenden
- Einwirkzeit einhalten
- alle Bereiche der Hände & Handgelenke einbeziehen

**Sonst gesamte Packung kontaminiert!**

### Entnahme MNS aus Packung



### Anlegen MNS



- Mund & Nase komplett mit MNS bedecken
- Sichern MNS:  
Bändchenmodell: am Hinterkopf oben & im Nacken unten befestigen  
Gummizugmodell: hinter den Ohren sichern
- Bügel am oberen Rand an Nase andrücken, so dass MNS gut und sicher anliegt

### Ablegen MNS



- Hygienische Händedesinfektion
- Bändchen lösen bzw. Gummibänder abnehmen
- MNS nach vorne abnehmen
- MNS in Abfallbehälter mit Deckel & Fußbedienhebel entsorgen
- Erneute Hygienische Händedesinfektion

### Verändern Position MNS notwendig?



-> Hygienische Händedesinfektion vor und nach jeder Manipulation an MNS!

### Gründe für Wechsel MNS

Die Tragedauer eines MNS ist variabel. Sie ist abhängig von der Tätigkeit und kann zwischen wenigen Minuten und mehreren Stunden variieren.

Ein MNS ist zu wechseln:

- wenn er durchfeuchtet ist
- wenn er von außen kontaminiert wurde (Blut, Erbrochenes...)
- nach Verlassen eines Isolierzimmers oder Isolierbereichs
- vor Betreten eines Umkehrisolierzimmers

### Achtung

- MNS nicht nach unten klappen und wieder aufsetzen
- MNS nicht um Hals gebunden tragen
- MNS nicht kurzzeitig zur Seite schieben, um etwas zu trinken

